

Termómetro Digital

Infrarrojo

Roentgen®



Garantía de 1 año

CARACTERÍSTICAS

Este es un Termómetro digital infrarrojo, los resultados de medición más precisos en la frente.

Fuente de alimentación: Se requieren dos baterías AAA para funcionar correctamente. (La batería no está incluida, debe comprarla usted mismo). Al instalar, preste atención al ánodo y al cátodo de la batería.

Apagado inteligente: Se apaga automáticamente después de 10 segundos después de ninguna operación.

Consejos:

El termómetro solo se usa para medir la temperatura corporal, no para el diagnóstico de enfermedades. Siga las recomendaciones del médico para todos los tratamientos.

Los diferentes colores son los siguientes:

Luz de fondo verde: 32.0-37.4°C.

Luz de fondo amarilla: 37.5-37.9°C.

Luz de fondo roja: 38.0-42.9°C.

Cuando la temperatura corporal es normal, la luz de fondo es verde. El amarillo es una fiebre leve. El rojo es una fiebre alta.

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800

Termómetro Digital

Infrarrojo

Roentgen®

No táctil

Mantener alejado de la piel. Toma medidas en la frente. Sin contacto con la piel humana, limpia e higiénica. Evitar la infección cruzada.

Recordatorio de batería baja

Cuando el voltaje de la batería es bajo, aparece un símbolo de batería parpadeante que indica que la batería está baja. La batería necesita ser reemplazada. Use el destornillador incluido para abrir el tornillo de la tapa de la batería, retire la batería y luego reemplácela con una batería nueva. Cerrar la tapa y apretar. Presta atención a lo positivo y negativo de la batería.

Instrucciones:

Pasos de medición de temperatura, fácil de comenzar.

Seleccione el modo de medición de temperatura, selección SET Temperatura del objeto(SURFACE), Temperatura corporal(BODY). Para prepararse para la medición, alinee el termómetro infrarrojo de la frente con la cuasi-frente u objeto con una distancia de aproximadamente 3-5 cm.

Para comenzar la medición, presione el botón de medición y escuche un sonido de "caída" después de aproximadamente un segundo.

Lea la temperatura medida y lea la temperatura medida de acuerdo con la pantalla de medición.

Almacenamiento de datos

Después de la medición de temperatura, los datos se guardarán automáticamente. Presione "+" o "-" para consultar los resultados de medición de temperatura anteriores. Puede almacenar 32 de datos de medición para facilitar el análisis y la comparación. Mantenga presionado "MODE" para mostrar F1 y cambie entre "+" (° C) / (° F).

Servicio de calidad

Si tiene alguna pregunta, puede contactarnos en cualquier momento, le daremos una respuesta satisfactoria y una solución.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✓ Tamaño del producto: 149 mm x 95 mm x 45 mm.
- ✓ Peso: 110g.
- ✓ Modelo: RAK-FI03.
- ✓ Distancia de medición: 3cm - 5cm
- ✓ Error de medición: 3 0.2°C.
- ✓ Rango de medición: modo de temperatura corporal: 32.0°C - 42.9°C.
- ✓ Medición rápida: Medición de 1 segundo.
- ✓ Recordatorio de sobretemperatura: Configure libremente la temperatura del recordatorio de sobretemperatura.
- ✓ Consumo de energía: Estado apagado = 10uW.
- ✓ Estado de medición encendido: = 30mW.
- ✓ Rango de medición: Temperatura corporal: 32°C - 43.9°C ("Lo" se muestra cuando la temperatura es inferior a 32.0°C; "Hi" se muestra cuando la temperatura medida es superior a 43.0°C)
- ✓ Unidad de visualización: Celsius (°C) — Fahrenheit (°F). °C y °F son intercambiables y opcionales.
- ✓ Fácil de usar: Medición con un botón, operación simple.
- ✓ Lista de productos: Termómetro InfrarrojoX 1.

