

Amalgamador

Lorma AM21



Alta tecnología al servicio de la salud.



Garantía de 2 años



CARACTERÍSTICAS

GRUPO LORMA pone al alcance lo último en equipo de trituración de amalgama, permitiendo un trabajo completo, rápido y fino en las pastillas.

Equipo fabricado con sistema electrónico, operado por un microcontrolador.

- ✓ Amalgamador controlado por un microcontrolador.
- ✓ Mezcla homogénea de mercurio y amalgama.

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800

Amalgamador

Lorma AM21



Alta tecnología al servicio de la salud.

La operación del equipo es totalmente automático y digital; cuenta con sistema de alarma, sistema de paro total y programación de tiempo.

Su porta-cápsula, tapa de seguridad y poste están fabricados con la más alta calidad en plástico.



La eficiencia del equipo se debe a la trayectoria de trituración de la amalgama.




TRAYECTORIA DE
TRITURACIÓN

El recubrimiento del cuerpo es con pintura de tipo electrostática en polvo horneada.

Su motor es de 120 volts, 60 hz y 3300 rpm. Por lo que la operación es silenciosa, estable y rápida.

Diseño innovador y de fácil uso para cualquier tipo de cápsula.

CÁPSULAS



Dimensiones

Eléctrico

Trabajo

Altura: 21 cm

Alimentación: 120V / 60Hz.

Tiempo mín.: 1 seg.

Ancho: 20 cm

Potencia: 120 W

Tiempo máx.: 99 seg

Largo: 23 cm

Fusible: 1.5A Americano



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800