

Amalgamador

Roentgen RTG-YG100

Roentgen®



Garantía de 1 año

CARACTERÍSTICAS

El nuevo **Amalgamador Dental Roentgen RTG-YG100**, la solución perfecta para mezclar de manera eficiente y precisa la amalgama en tus tratamientos odontológicos. Diseñado para ofrecer los mejores resultados y asegurar la salud de tus pacientes.

- ✓ **Controlado por microprocesador:** Ajuste preciso del tiempo de funcionamiento.
- ✓ **Fácil de usar:** Diseño intuitivo y teclas de ajuste de tiempo para personalizar el tiempo de mezcla según tus necesidades.
- ✓ **Menos contaminación por mercurio:** Nuestro Amalgamador Dental Roentgen reduce significativamente la contaminación por mercurio en el consultorio dental, garantizando un ambiente más seguro y saludable para ti y tus pacientes.
- ✓ Además, su tamaño compacto permite una fácil instalación y almacenamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✓ **Fuente de alimentación:** CA 220V / CA 110V
- ✓ **Frecuencia:** 50 Hz
- ✓ **Consumo de energía:** 220W
- ✓ **Nivel de Ruido:** 65dB
- ✓ **Ajuste de tiempo:** 1 - 99s
- ✓ **Frecuencia de Oscilación:** 4300 / min
- ✓ **Fusible:** 0.5 x 20 mm 2A
- ✓ **Condiciones de Trabajo (Temperatura):** 5-40°C RH <80%
- ✓ **Condiciones de Almacenamiento (Temperatura):** -40°C -+ 55°C RH <80%

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800