

# Aspirador Quirúrgico 20 Lt

Roentgen RTG-H001

Roentgen®



Garantía de 1 año

## Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV  
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,  
CP 07580 CDMX México  
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



## US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC  
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166  
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



[www.tudepositodental.com](http://www.tudepositodental.com)



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



[ventas@tudepositodental.com](mailto:ventas@tudepositodental.com)



55 3269 8800

# Aspirador Quirúrgico 20 Lt

## Roentgen RTG-H001

Roentgen®

### CARACTERÍSTICAS

El **Aspirador Quirúrgico 20 Lt Roentgen RTG-H001** adopta un panel completamente de plástico diseño, que lo hacen más elegante y de moda.

- ✓ Fácil de cargar.
- ✓ Bajo nivel de ruido.
- ✓ Alta presión negativa.
- ✓ Gran flujo.

Se puede aplicar ampliamente en las operaciones quirúrgicas, que necesita absorber flema, etc.

Líquidos espesos y otras ocasiones, que necesitan succión de presión negativa.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Nombre:</b> Aspirador Quirúrgico 20 Lt	<b>Seguro:</b> sin presión adicional durante el uso
<b>Modelo:</b> Roentgen RTG-H001	<b>Sin rebose:</b> mantenga la presión cuando la máquina se detenga, para que el líquido no se derrame.
<b>Adopción de aceite:</b> bomba de pistón libre	<b>Fuente de alimentación:</b> 110V 50Hz
<b>Limpio:</b> sin contaminación de aceite y humo	<b>Presión negativa máxima:</b> $\geq 0.09$ MPa
<b>Conveniente:</b> no es necesario agregar aceite para mantener diariamente	<b>Ruido:</b> $\leq 60$ dB (A)
<b>Potencia de entrada:</b> 150VA + 15%	<b>Tasa de bombeo:</b> $\geq 20$ L / min
<b>Capacidad del deposito:</b> 2500mL/pc, 2 piezas ISO CE	