

Autoclave Portátil

Prestige Aluminio 9L



Garantía de 1 año

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Sistema de Interbloqueo que impide que se retire la tapa mientras siga habiendo presión en el recipiente.
- ✓ Sistema de protección de "sobrepresión" que incorpora una válvula de escape de presión y una ranura de fuga de la arandela de la tapa.
- ✓ Garantía de por vida de la resistencia.
- ✓ Fusibles térmicos que protegen contra un sobrecalentamiento y fallos eléctricos.
- ✓ Disponible en 120 V.
- ✓ Capacidad: 9 Litros.
- ✓ Incluye Canastilla.
- ✓ Completamente fabricado en Inglaterra.

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800