

# Autoclave Dental Clase B

Roentgen RTG-B22L

Roentgen®



## AUTOCLAVE DENTAL CLASE B

### LA ELECCIÓN PROFESIONAL PARA LA ESTERILIZACIÓN DENTAL

El Autoclave Clase B Roentgen RTG-B22L está diseñado específicamente para satisfacer las rigurosas normas de esterilización dental. Con una interfaz de usuario ergonómica y una visualización detallada del proceso en tiempo real, esta unidad ofrece la combinación ideal de seguridad avanzada y operación eficiente.

### MÁXIMA EFICACIA Y SEGURIDAD EN ESTERILIZACIÓN DE CLASE B

La unidad Clase B garantiza una esterilización profunda con vapor saturado al 99%, y cuenta con un sistema de secado inteligente que evita la humedad residual. Con una bomba de agua italiana y válvula solenoide de alta calidad, ofrece durabilidad y un rendimiento estable, esencial para el entorno dental.

#### Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV  
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,  
CP 07580 CDMX México  
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



#### US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC  
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166  
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



[www.tudepositodental.com](http://www.tudepositodental.com)



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



[ventas@tudepositodental.com](mailto:ventas@tudepositodental.com)



55 3269 8800

# Autoclave Dental Clase B

Roentgen RTG-B22L

Roentgen®



## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Uso de pantalla LED de gran ángulo con luz suave y teclas táctiles para una operación más sencilla.
- ✓ Bomba de agua italiana y válvula solenoide con un rendimiento más estable y una mayor vida útil.
- ✓ Condensador de gran tamaño con doble ventilador que cumple perfectamente con los requisitos de seguridad eléctrica.
- ✓ Seguridad ante todo, sistema de doble bloqueo de puerta.
- ✓ Función de auto-prueba de fallos de componentes con un solo clic.
- ✓ Actualización del programa con un solo clic.
- ✓ Curva de tendencia de matriz de puntos del proceso de ejecución del programa, visión clara del proceso de esterilización en tiempo real.
- ✓ Función de reserva humanizada que hace el uso más eficiente y sencillo.
- ✓ Vapor saturado al 99% que hace la esterilización más completa.
- ✓ Sistema de secado inteligente, evita los problemas de paquetes húmedos.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: RTG-B22L	Tamaño del paquete (mm): 770 x 580 x 570
Potencia de voltaje: AC 110/220V - - 1800W	Profundidad (cm): 60
Dimensiones interiores de la cámara (mm): $\Phi$ 250 x 450	Peso neto / Peso bruto (kg): 55 / 58
Dimensiones de la unidad (mm): 655 x 440 x 475	Capacidad: 22L

