

Autoclave Acero 22L

Roentgen RTG-N22L

Roentgen®



Garantía de 1 año

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Pantalla LCD.
- ✓ Teclas táctiles fáciles de operar.
- ✓ Sin tubería de calentamiento dentro de la cámara, fácil para cargar instrumentos.
- ✓ Doble sistema de cierre seguridad.
- ✓ El sistema Smart Bi-volt hace que el voltaje cambie libremente.
- ✓ Actualización del programa con un clic.
- ✓ Función de autocomprobación de fallas de componentes con un solo clic.
- ✓ El vapor saturado al 99% hace que la esterilización sea más completa.

- ✓ La tendencia de la matriz de puntos de la curva de ejecución del programa muestra claramente el proceso de esterilización en tiempo real.
- ✓ Sistema de secado de diseño especial para crear el mismo secado que el autoclave de clase B.

Materiales a esterilizar:

- ✓ Acero inoxidable
- ✓ Vidrio
- ✓ Plásticos como el PP (polipropileno), PMP (polimetilpenteno) o PTFE/PFA (teflón).
- ✓ Ropa de uso médico.

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



deposito.dental.roentgen



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800

Autoclave Acero 22L

Roentgen RTG-N22L

Roentgen®



Sistema Smart
Bio-volt



Doble sistema de
cierre de seguridad



Sin tubería de
calentamiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: RTG-N22L	Tamaño del paquete (mm): 625 x 438 x 473
Potencia de voltaje: 110 - 240V / 1800W	Profundidad (cm): 60
Dimensiones interiores de la cámara (mm): Ø250 x 450	Peso neto / Peso bruto (kg): 42 / 47
Dimensiones de la unidad (mm): 625 x 438 x 473	Capacidad: 22L



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800