

Bomba de Vacío

Dynamic 1 HP



Garantía de 1 año

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✓ Voltaje: 110 V 60 hz.
- ✓ Potencia: 600 W.
- ✓ Flujo de aire: 350 l/min.
- ✓ Peso: 30 Kg.
- ✓ Dimensiones: 41 cm x 50 cm x 30 cm.
- ✓ Rendimiento: 1 Unidad Dental con doble succión quirúrgica.
- ✓ Muy bajo nivel de ruido.
- ✓ Sistema anti vibraciones y silenciador.
- ✓ Diseñado para ubicarlo cerca de la Unidad Dental.

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800