

Bomba de Vacío Gnatus

Saevo Bio Vac 4

GNATUS



Garantía de 1 año

CARACTERÍSTICAS

Potencia de 1 HP, con vacío regulable hasta 550 mm/Hg. Bajo nivel de ruido lo que permite su instalación en un mueble dentro del consultorio. Exclusivo filtro para detritos que garantiza mayor seguridad, evita desgaste y obstrucciones, aumentando la vida útil del equipo. Su construcción en aleación aluminio/bronce permite una resistencia al desgaste y garantiza la durabilidad.

El agua es reciclada a través de una cámara interna proporcionando menor consumo y mayor performance de la succión.

Filtro de detritos (exclusivo)

Filtro separador de sólidos (detritos) de fácil remoción. Dos eyectores giratorios, amovibles y autoclavables con fácil regulaje de succión.

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800