

Bomba de Vacío

Bio Vac 2



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Su proyecto es para propiciar el máximo de desempeño durante el procedimiento clínico.
- ✓ Potencia de 1/2 HP, permite operar dos consultorios.
- ✓ Estructura en acero, recubierto con material resistente, con cantos redondeados de fácil limpieza.
- ✓ Filtro de detritos que garantiza mayor seguridad lo que evita desgaste y obstrucciones aumentando la vida útil del equipo.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tensión de Alimentación	110V - 220 V
Frecuencia	50 / 60Hz
Motor	1/2 CV - 0,37 KW
RPM	2870 - 50 Hz / 3444 - 60 Hz
Potencia Nominal	665 VA
Potencia de Entrada	1140 VA
Corriente Nominal	4,6 (220 V) / 9,2 (110 V)
Tensión de Comando	24 V

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (0155) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9597**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800