

Cámara Intraoral CS1200

Carestream (Kodak)



Garantía de 1 año

CARACTERÍSTICAS

Calidad de imagen superior a un precio a un precio asequible

Con su alta resolución de imagen (1.024 x 768), la CS 1200 revela los detalles más pequeños. La CS 1200 permite iniciarse en la radiografía digital de forma asequible y pone las imágenes intraorales de alta calidad al alcance de cualquier clínica.

Mejor comunicación con el paciente

Gracias a sus imágenes nítidas y de alta calidad, la cámara CS 1200 facilita la comunicación con sus pacientes y es la herramienta perfecta para instruirles.

Además, los pacientes con una mayor información pueden decidir sobre su tratamiento, lo que aumenta las oportunidades de beneficios y maximiza el rendimiento de la inversión.

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800

Cámara Intraoral CS1200

Carestream (Kodak)



Capture imágenes intraorales de alta calidad

Diseño que ofrece comodidad

La CS 1200, ligera y compacta, se adapta fácilmente a manos de todos los tamaños y reduce al mínimo la fatiga del usuario. Además, el cabezal redondeado y la forma cónica de la cámara garantizan la comodidad del paciente.

Fácil de integrar

La CS 1200, totalmente compatible con TWAIN, funciona con el software radiográfico KODAK/CS, así como con software radiográfico de otros fabricantes destacados. Además, incluye un soporte de montaje y cable para admitir USB únicamente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✓ Cámara Intraoral para usarse únicamente en PC ó Lap top por medio del Software
- ✓ Resolución de imágenes fijas: 1.024 (H) x 768 (V)
- ✓ Resolución de vídeo 640 (H) x 480 (V)
- ✓ Intervalo de enfoque: 3 mm - 25 mm
- ✓ Ángulo de visión: 90°

Fácil de compartir

Capture imágenes de sus pacientes y revíselas directamente en la CS 1200. La cámara puede almacenar hasta 300 imágenes, por lo que no es necesario utilizar tarjetas de memoria u ordenadores en cada sala quirúrgica. La cámara admite solo visualización con PC ó Laptop y garantizan un uso compartido rápido y sencillo entre salas quirúrgicas.



Fácil de usar

La CS 1200 incluye un sistema de iluminación de 6 LED que se ajusta automáticamente para garantizar imágenes perfectamente iluminadas en cualquier condición de iluminación. El amplio intervalo de enfoque de la cámara permite capturar varias vistas intraorales.

Servicio y asistencia de expertos

La cámara CS 1200, de fácil instalación y uso, tiene el respaldo completo del servicio y asistencia de expertos, incluye una garantía de producto de un año y programas de garantía ampliada opcionales.

- ✓ Campo de visión: 80°
- ✓ Enfoque: Enfoque fijo
- ✓ Fuente de luz: Matriz de 6 LED blancos
- ✓ Salida para USB únicamente
- ✓ Conexión a PC: Interfaz de alta velocidad USB 2.0