

Compresor Libre de Aceite

Roentgen RTG-401

Roentgen®



Garantía de 1 año

CARACTERÍSTICAS

Está diseñado para un alto rendimiento, confiabilidad y para ser uno de los compresores de aire más silenciosos de la industria.

LIBRE DE ACEITE
LARGA VIDA
MENOS MANTENIMIENTO

Diseñado para durar más que los compresores de aire de la competencia y tener una vida útil de la bomba antes del servicio de más de 3000 horas.*

* El ciclo de vida se basa en condiciones normales de trabajo

Motor de 1.1 HP (nominal/en funcionamiento)
Tanque de acero de 40 litros.

3.10 CFM a 40 PSI
2.20 CFM a 90 PSI

Conforms To
UL Std. 1450
Certified To CAN/CSA
Std. C22.2 No.68

RECOGNIZED
COMPONENT
3151839



Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com




55 3269 8800

Compresor Libre de Aceite

Roentgen RTG-401

Roentgen®

COMPARATIVO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: RTG-401
Hertz / Voltaje: 110V / 60 Hz
Presión máxima: 120 PSI
Tiempo para llenar el tanque: 230 segundos
Potencia del motor: 1.1 HP

Velocidad: 1680 RPM
Bomba: Libre de Aceite
Peso del compresor (kg): 26
Dimensiones del compresor (mm): 730 x 332 x 664
Dimensiones de la caja (mm): 730 x 345 x 715



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800