


# Compresor Libre de Aceite

Roentgen RTG-602

Roentgen®



Garantía de 1 año

## CARACTERÍSTICAS

Está diseñado para un alto rendimiento, confiabilidad y para ser uno de los compresores de aire más silenciosos de la industria.

**LIBRE DE ACEITE**  
**LARGA VIDA**  
**MENOS MANTENIMIENTO**

**Diseñado para durar más que los compresores de aire de la competencia y tener una vida útil de la bomba antes del servicio de más de 3000 horas.\***

\* El ciclo de vida se basa en condiciones normales de trabajo

Motor de 2,0 HP (nominal / en funcionamiento)  
Tanque de acero de 60 litros.

6,40 CFM a 40 PSI  
5,30 CFM a 90 PSI

Conforms To  
UL Std. 1450  
Certified To CAN/CSA  
Std. C22.2 No.68

RECOGNIZED  
COMPONENT  
3151839



### Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV  
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,  
CP 07580 CDMX México  
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



### US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC  
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166  
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



[www.tudepositodental.com](http://www.tudepositodental.com)



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



[ventas@tudepositodental.com](mailto:ventas@tudepositodental.com)




55 3269 8800

# Compresor Libre de Aceite

Roentgen RTG-602

Roentgen®

## COMPARATIVO



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: RTG-602
Hertz / Voltaje: 110V / 60 Hz
Presión máxima: 150 PSI
Tiempo para llenar el tanque: 230 segundos
Potencia del motor: 2.0 HP

Velocidad: 1680 RPM
Bomba: Libre de Aceite
Peso del compresor (kg): 41
Dimensiones del compresor (mm): 711 x 432 x 787
Dimensiones de la caja (mm): 762 x 457 x 838