

Compresor Libre Aceite 2 HP

Roentgen RTG-502



Roentgen



Garantía de 1 año

Especificaciones Técnicas

Modelo	RTG-502
Recomendaciones	Tratamientos Largos
Caballos de Fuerza	2 HP
Capacidad del Tanque	50 Litros
Nivel de Ruido	70 db
Voltaje alimentación	127 V

Modelo	RTG-502
Frecuencia	110V / 60hz
Entrega de Aire	6.4 CFM @40 PSI 5.3 CFM @90 PSI
Potencia	1492 W
Purga de humedad Medidas	Manual Largo 75 cm / Ancho 40 cm / Alto 75 cm
Abastecimiento	1 ½ Unidad Dental

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800