

# Compresor Libre Aceite 2 HP

Roentgen RTG-562 Purga Automática



Roentgen



Garantía de 1 año

## Especificaciones Técnicas

Modelo	RTG-562
Recomendaciones	Tratamientos Largos
Caballos de Fuerza	2 HP
Capacidad del Tanque	62 Litros
Nivel de Ruido	70 db
Voltaje alimentación	127 V

Modelo	RTG-562
Frecuencia	110V / 60hz
Entrega de Aire	6.4 CFM @40 PSI 5.3 CFM @90 PSI
Potencia	1492 W
Purga de humedad Medidas	Automática Largo 71 cm / Ancho 45 cm / Alto 80 cm
Abastecimiento	1 ½ Unidad Dental

### Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV  
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,  
CP 07580 CDMX México  
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



### US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC  
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166  
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



[www.tudepositodental.com](http://www.tudepositodental.com)



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



[ventas@tudepositodental.com](mailto:ventas@tudepositodental.com)



55 3269 8800