

Contrángulo 1:4.2 Angulado Alta Velocidad Óptico Led

Roentgen

Roentgen®



Garantía de 6 meses

CARACTERÍSTICAS

Cabezal angular, la elección perfecta para los dientes de bloque.
Cojinete, más durable, vida de servicio largo, importada de Alemania.
Ruido suave, baja vibración.
Con fibra óptica LED, visión brillante
Sistema de cabeza limpio anti-retracción, evitar la infección cruzada .
Cuerpo de acero inoxidable, revestimiento de titanio, muy duradero.
Pulse el botón para sustituir las rebabas, más conveniente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✓ Aerosol: 4 rociadores de agua
- ✓ Cojinete: Rodamiento cerámico importado
- ✓ Bur aplicable: 1,59mm - 1,6mm
- ✓ Cabeza: Sistema de cabezal limpio anti-retracción
- ✓ Ruido:<70db

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800