

Contrángulo 20:1 para Implantes Óptico Led

Roentgen RTG-201L

Roentgen®



Garantía de 6 meses

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Reducción 20:1
- ✓ Cuerpo de Acero
- ✓ Spray de agua: Irrigación externa
- ✓ Luz led (generada por motor de origen)
- ✓ Cambio de fresas por botón
- ✓ Torque máximo 80 Ncm
- ✓ Velocidad máxima 2.000 rpm
- ✓ Autoclavable hasta 135°C y termodesinfectable

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800