

# Contrángulo 20:1 para Implantes sin luz led

Roentgen RTG-201

Roentgen®



**Garantía de 6 meses**

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Reducción 20:1
- ✓ Cuerpo de Acero
- ✓ Spray de agua: Irrigación externa
- ✓ Sin Luz led
- ✓ Cambio de fresas por botón
- ✓ Torque máximo 80 Ncm
- ✓ Velocidad máxima 2.000 rpm
- ✓ Autoclavable hasta 135°C y termodesinfectable

### Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV  
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,  
CP 07580 CDMX México  
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



### US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC  
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166  
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



 [www.tudepositodental.com](http://www.tudepositodental.com)

 [deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)

 [ventas@tudepositodental.com](mailto:ventas@tudepositodental.com)

 55 3269 8800