


Contrángulo 1:1 Angulado Óptico LED

Roentgen RTG-361

Roentgen®



Garantía de 6 meses

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Pulverización de agua interior, una refrigeración perfecta System.
- ✓ Generador LED, auto-iluminación, lámpara LED puede ser sustituido.
- ✓ Es compatible con FG bur de CA o de cabeza (Ø1.60mm/Ø 2.35mm)
- ✓ Coincide con el motor de aire tipo E.
- ✓ Rodamientos importados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✓ Presión de aire: 245 - 392Kpa
- ✓ Presión de agua atomizada: 200Kpa
- ✓ Consumo de agua: 50ML/min
- ✓ Presión de aire atomizado: 14,000 - 20,000r/min
- ✓ Ruido: ≤70dB
- ✓ Temperatura de esterilización: 135°C

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800