

Contrángulo 1:1 Baja Velocidad

Angulado Roentgen

Roentgen®



Garantía de 6 meses

CARACTERÍSTICAS

La tecnología de precisión, estable, sin vibración rotatoria, mientras ofreciendo un funcionamiento constante.

Exquisita apariencia moderna, construida en el Clipper designación, con una elegante y atractiva apariencia.

Durable y esterilizables en autoclave.

Fastidiously solicitud de designación, la tecnología y materiales.

Fácil de montar destinados a la clínica dental tratamiento y prevención de la velocidad lenta aplicador dental.

Apto para cualquier E-type headpiece concuerda con la norma ISO baja velocidad aplicador de NSK.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✓ Presión de aire: 0.25-0.3Mpa
- ✓ Velocidad: 18000rpm
- ✓ Rebabas aplicable: Φ 2.35mm
- ✓ Ruido: \leq 70dB
- ✓ Fresas aplicables: 2.35mm
- ✓ Esterilizado en autoclave: 135°C

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9597**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800