

Contrángulo 16:1 para Motor Rotatorio Endodóntico

Roentgen

Roentgen®



Garantía de 6 meses

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Compatible con NSK endo-mate TC2 / endo-MATE DT / ENDO MATE.
- ✓ La tecnología de precisión, estable, sin vibración mientras gira, ofreciendo un funcionamiento constante.
- ✓ Buena apariencia, construida en el Clipper moderno diseño, con una elegante y atractiva apariencia.
- ✓ Durable y esterilizables en autoclave.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✓ Material: Acero inoxidable
- ✓ Velocidad de rotación: 650min/rpm
- ✓ Ruido: ≤ 30 dB
- ✓ Bur aplicable: 2,35mm
- ✓ Torsión: ≥ 20 N
- ✓ Peso neto: 188g
- ✓ Capacidad de la batería: 900mAh

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800