

Contrangulo Para Stripping

Roentgen RTG-CS

Roentgen®



Garantía de 6 meses

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Contrangulo con sistema interproximal reciprocante para Stripping con 5 lijas.
- ✓ Se coloca en cualquier motor de baja velocidad tipo E haciendo movimientos reciprocantes. Ideal para separación de punto de contacto en molares para facilitar la colocación de bandas ortodónticas

- ✓ Embona en cualquier motor tipo E.
- ✓ Trazos de 1.4 mm.
- ✓ Autoclavable.
- ✓ Torque óptimo.



Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800

Contrangulo Para Stripping

Roentgen RTG-CS

Roentgen®

ACCESORIOS

- ✓ Lima de 90 µm- Para abrir punto de contacto.
- ✓ Lima de 60 µm- Para rebajar.
- ✓ Lima de 40 µm- Para contorneado.
- ✓ Lima de 25 µm- Para terminado.
- ✓ Lima de 15 µm- Para terminado fino.

