

Contrángulo 1:1 Para Cirugía

RTG-SGA-ES

Roentgen®



Garantía de 6 meses

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Diseño de precisión, la pieza de mano está hecha de acero inoxidable, perfecto rendimiento estable y fiable.
- ✓ Rotación suave, bajo ruido, larga vida.
- ✓ La interfaz estándar internacional, universal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✓ Rociador de agua externo simple
- ✓ Para fresas quirúrgicas: \varnothing 2,35 mm
- ✓ Longitud de la fresa: 37-52 mm
- ✓ Velocidad máxima: 40 000 min-1
- ✓ 135°C Esterilizable en autoclave
- ✓ Peso de la pieza de mano: 85g

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800