

Contrangulo Con Sierra

Reciprocante Recta

Roentgen RTG-SGR2-E

Roentgen®



Garantía de 6 meses


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Boquilla de Irrigación Externa

Transmisión	Reducción 3:1
Velocidad máx.	12.600 veces / min

Hojas para Vaivén Antero-Posterior

Espesor de hoja 0,35 mm / Paquete de 10 hojas



Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800