

Cubre bocas

Triple Capa

Roentgen®



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Tela de polipropileno SPP spunbond.
- ✓ 3 capas plisadas de 15 + 20 + 25 gms.
- ✓ Largo y ancho estándar de 17.5 x 17.5 cm.
- ✓ Termosellado, sin costuras.
- ✓ Con tres pliegues horizontales.
- ✓ Con elástico a los oídos.
- ✓ Hipoalergénico.
- ✓ Color: Celeste.
- ✓ Ajuste a la nariz mediante un alambre especial recubierto de plástico.
- ✓ La capa intermedia es un filtro especial llamado meltblown, fabricado de acuerdo a los estándares de E.U.A. con las norma BFE.
- ✓ Caja con 50 Piezas.

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800

Cubre bocas

Triple Capa


Roentgen®

Aplicaciones:

- ✓ Hospitales.
- ✓ Industria alimenticia.
- ✓ Toda área donde no existan polvos tóxicos.
- ✓ Uso general.
- ✓ Clínicas Dentales.
- ✓ Laboratorios.

Ventajas:

- ✓ Reduce la contaminación ocasionada al respirar polvos, microorganismos o cualquier otra partícula existente en el ambiente, así como la exposición a sangre u otros fluidos del cuerpo.
- ✓ **NOTA:** El uso del mismo NO elimina el riesgo de contraer alguna enfermedad o infección.



- ✓ 1a Capa: Tela no Tejida que bloquea efectivamente objetos como saliva.
- ✓ 2a Capa: Paño Transpirable Fusionado que filtra partículas no oleosas en el aire.
- ✓ 3a Capa: Tela no Tejida, suave, cómoda y delicada. No irritante para la piel.



Multiple Protección



Filtración Efectiva



Finas Fibras Filtradoras

Termosellado: No Cosido.

Hipoalergénico: Recubierto con un suave tejido que mejora el contacto con la piel.

Máscarillas para filtrar las partículas de contaminación en el aire.

AJUSTADOR NASAL

Se adapta a diferentes tipos de nariz.

SEGURIDAD

Reduce la mayoría de partículas aéreas que se respiran.



PLISADO

Capas aisladas en ambos lados frente y vuelta, bloqueando efectivamente el aire contaminado en ambos lados.



CORDONES ELÁSTICOS

Cómodos, suaves y resistentes cordones elásticos ajustables.



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800