

Escáner de Placa de Imagen

Fussen F200

FUSSEN



Garantía de 1 año
directo con Fussen



Flexible



Inteligente



Alta definición



Conexión Ilimitada

CARACTERÍSTICAS

FOTÓFORO MULTIFUNCIONAL FLEXIBLE

- ✓ Maximizando el valor del producto: hasta 2000 veces por cada pieza de fotofor.
- ✓ Espesor en 0.1mm y 270 grados de curvatura




22×31mm



24×40mm



31×41mm



27×54mm

Photophor de 4 tamaños diferentes # 2 predeterminado, y otros tamaños opcionales

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9597**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800

Escáner de Placa de Imagen

Fussen F200


FUSSEN

Procesamiento de detección inteligente e imagen de rayos X de alta definición

- Detección inteligente: seguridad y sin pérdidas garantizadas al tocar la bandeja de control para introducir películas dentales Optimización.
- Inteligente: ajuste automático de contraste y brillo óptimos.
- Ahorro de energía inteligente: cambio automático al modo de ahorro de energía cuando un dispositivo deja de usarse.

Sistema de software altamente adaptable

- Admite DICOM e impresoras comunes
- Exportación de datos con DICOM, DICOMDIR, BMP y JPG compatibles.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✓ Tamaño 0: 22 x 31 mm, Tamaño 1: 24 x 40 mm,
- ✓ Tamaño 2: 31 x 41 mm, Tamaño 3: 27 x 54 mm
- ✓ 25um
- ✓ USB2.0, USB3.0
- ✓ Borrado automático
- ✓ 16bit
- ✓ 20LP / MM
- ✓ 100-240V (AC), 50 / 60Hz , 1.5A
- ✓ 260 x 167 x 325
- ✓ mm 5.2 kg
- ✓ DICOM3.0, Sistema de procesamiento de imágenes multifrecuencia
- ✓ Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10

TAMAÑO

