


Escariador Neumático

Roentgen RTG-2000

Roentgen®



Garantía de 1 año

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✓ Frecuencia: 6200 Hz a 6450 Hz
- ✓ Consumo: 20 - 30 L/min
- ✓ Peso: 64g
- ✓ Autoclave (esterilización): 135 °C / 270 °F
- ✓ Conector: dos entradas.
- ✓ Presión de aire normal de uso: 2.9 kg/cm2

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800