

Escariador Ultrasónico

Toletek Con Luz Led

Toletek



Garantía de 1 año

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Módulo de energía de 110V.
- ✓ Pedal para accionar el equipo.
- ✓ 3 funciones: Escareo, Periodoncia y Endodoncia.
- ✓ Kit de 5 puntas de Escareo (autoclavables).
- ✓ 30K máximas de vibración.
- ✓ Válvula reguladora de agua.
- ✓ Pieza de mano de aluminio, con iluminación luz led con auto apagado. (Desmontable).
- ✓ Botón de encendido y Perilla de poder de vibración con Led indicador.
- ✓ Conexión de agua (Opcionales): Abastecedor Externo, Bomba Eléctrica o Conector Rápido (QuickConnector).
- ✓ Compatible con puntas opcionales: Diamantadas, Shock y limas de Endo, Puntas de Cureta y Periodoncia.
- ✓ Único con pieza de mano de aluminio de alta resistencia DESMONTABLE y AUTOCLAVABLE.
- ✓ Multi función para trabajos en varias especialidades dentales: Endo, Pero, Escareo.
- ✓ Forma modular que le permite ser fácilmente transportado de un consultorio a otro.



Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800