

Escariador Ultrasónico

Varios 370 LUX NSK



Garantía de 1 año

CARACTERÍSTICAS

COMPACTO Y VERSÁTIL

- ✓ Varios 370 ha sido desarrollado especialmente para ofrecer una consola de mando compacta y portátil que permite una fácil instalación en cualquier unidad dental, es fácil de usar e ideal para una gran variedad de procedimientos clínicos.

VENTAJAS

- ✓ Cuerpo portátil ultra compacto.
- ✓ Panel de control simple e intuitivo.
- ✓ Robusta perilla de ajuste del volumen de agua para un fácil funcionamiento.
- ✓ Soportes disponibles para varias formas de instalación.
- ✓ La pieza de mano es lavable en el termodesinfectante y puede ser esterilizada en autoclave hasta máximo de 135°C.
- ✓ Incluye 3 puntas de escarificación (G4, G6 y G8).

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800

Escariador Ultrasonico

Varios 370 LUX NSK




SOPORTE DE CONSOLA DE MANDO


- ✓ El soporte de la consola de mando está disponible para varias posiciones de instalación.



Con soporte (opcional) sobre el brazo del panel de instrumentos



Debajo o Sobre el panel de instrumentos



Detrás del panel de instrumentos con el Brazo de Montaje (opcional)

INCLUYE:

- ✓ Consola de mando con cable de pieza de mano.
- ✓ Soporte de Consola de mando.
- ✓ Adaptador de corriente.
- ✓ Pieza de mano.
- ✓ Soporte de Pieza de mano.
- ✓ Set Filtro de Agua.
- ✓ Conector de suministro de agua (sólo en los sets de 120V).
- ✓ Interruptor de Pedal (FC-71).
- ✓ 3 Puntas para Escarificación (G4, G6, G8).
- ✓ Llave con Torquímetro para Puntas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Fuente de poder: AC 100V - 240V 50 / 60 Hz.
- ✓ Frecuencia: 28 - 32 KHz.
- ✓ Salida máx.: 11 W (Modo G).
- ✓ Dimensiones: L 80 x An 115 x Al 32 (mm) (sin perilla y cable).
- ✓ Peso Consola: 0.43 kg (sin contrángulo).

