


Escariador Ultrasonico

Woodpecker DTE D1



Garantía de 1 año

CARACTERÍSTICAS

- ✓ 2 funciones: profilaxis y periodoncia.
- ✓ El armazón de la pieza de mano es de aleación de Titanio que asegura su función y larga durabilidad.
- ✓ Disponible en dos colores: azul y verde.
- ✓ Ensamblado con pieza-cerámica, por lo cual genera muy poco calor.
- ✓ Certificado por FDA y NSF.
- ✓ El cable esta fabricado de gel de silica, suave y durable.
- ✓ Las puntas están hechas de un material especial que permite limpiar los dientes de manera fácil y rápida sin dañar el esmalte ni la encía.
- ✓ Control Digital de frecuencia que permite que el escariador siempre trabaje en la mejor frecuencia y mas establemente.

CONTENIDO:

- ✓ Unidad principal.
- ✓ Pieza de mano.
- ✓ Adaptador de corriente.
- ✓ Pedal de control de funcionamiento.
- ✓ 5 Puntas GD1 (2), GD2, GD3 y PO1.
- ✓ Llave de torque.
- ✓ Manguera de agua.
- ✓ Manual de instrucciones.



Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800