

Escariador Ultrasonico

Woodpecker DTE D6 Lux



Garantía de 1 año

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Periodoncia, endodoncia y profilaxis.
- ✓ Pieza de mano con luz LED, aumenta la visibilidad del campo operatorio.
- ✓ Seguimiento automático de la frecuencia.
- ✓ Control de retroalimentación precisa y una potencia constante, asegura una sensación más cómoda para los pacientes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Entrada de energía: 110V - 50Hz / 60Hz.
- ✓ 220V-240V - 50Hz / 60Hz.
- ✓ Entrada de la unidad principal: 24V - 50Hz / 60Hz. 1.3A.
- ✓ 5V - 650Hz / 60Hz 200mA.
- ✓ Potencia de salida 3W - 20W.
- ✓ Frecuencia de 28kHz +- 3 kHz.
- ✓ La presión del agua (0,01 MPa - 0,5 MPa).
- ✓ 0.73kg principal unidad de peso.
- ✓ Unidad principal de 1 Kg de peso.
- ✓ Dimensiones 193.5mm x 133mm x 75.8mm.
- ✓ Pieza de mano desmontable.



Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800