

Eyector Quirúrgico

Extraoral RTG-EQE

Roentgen®



Garantía de 1 año

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✓ Modelo: RTG-EQE
- ✓ Potencia de entrada: 220 V/50HZ110V/60 HZ
- ✓ Potencia: 280 W
- ✓ Corriente: 2, 0 A
- ✓ Ruido: inferior o igual a 50 dB
- ✓ Vacío máximo: -110 nbar
- ✓ Temperatura ambiente: 5c-40 °C
- ✓ Peso bruto: 23 kg
- ✓ Tamaño del paquete: 48x44x84 cm

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**

