

Careta de Protección Facial

Abatible con 5 Micas Desmontables

Roentgen®



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Careta protectora facial ajustable y abatible.
- ✓ Termoplástica de polietileno flexible.
- ✓ Incluye 5 micas intercambiables de PVC calibre 5 (0.127mm) grado médico, flexibles y lavables para su oportuna desinfección.
- ✓ Ligera y cómoda, se puede usar con personas con anteojos de armazón.
- ✓ Disponibles en colores azul, negro, rosa, verde y blanco.

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**

