

Flush Eléctrico Portátil

DTE Woodpecker



Garantía de 1 año

CARACTERÍSTICAS

El suministro automático de agua DTE es una botella de plástico resistente con capacidad de 1000 ml y brinda autonomía en el suministro de agua a escariador ultrasónico.

Adaptable a cualquier marca o modelo de escariador. Solo requiere una alimentación eléctrica para su funcionamiento. Funcionamiento automático después de instalado. Sencilla instalación a realizar por el mismo profesional o usuario.

CONTENIDO DE LA CAJA

- ✓ Tanque de agua.
- ✓ Bomba eléctrica.
- ✓ Manguera.
- ✓ Adaptador de corriente.
- ✓ Manual de Instrucciones.
- ✓ Certificado de calidad.

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800