

Digitalizador de Placas de Fósforo

Free Scan Woodpecker



Garantía de 1 año

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800

Digitalizador de Placas de Fósforo

Free Scan Woodpecker



Fácil de Operar

Control de digitalización con un solo botón. Bloqueo de protección después de 120 segundos de inactividad.

- ✓ Escaneo con un solo botón
- ✓ Software integrado
- ✓ Licencias ilimitadas



Placas ultrafinas

Las placas de imagen ultrafina importada, mantiene un grosor mínimo para mayor comodidad en el paciente.

- ✓ Tamaño 0: 21 x 32 mm
- ✓ Tamaño 1: 23 x 39 mm
- ✓ Tamaño 4: 30 x 40 mm
- ✓ Incluye 4 placas de fósforo de distintos tamaños (0, 1 y 2).

Imágenes Extraordinarias

La precisión del escaneo en cada estudio es de 25 micras.

El procesamiento de la imagen más efectivo gracias a los 17 pl/mm.

- ✓ Equipado con chip para mayor velocidad de escaneo
- ✓ Soporte técnico personalizado
- ✓ 1 año de garantía



Digitalizador de Placas de Fósforo

Free Scan Woodpecker




Atractivo y práctico

Su gran diseño mejora y permite realizar diagnósticos en menor tiempo.

El tamaño compacto del equipo se adapta fácilmente a cualquier espacio de la clínica.


- ✓ Diseño compacto y ligero
- ✓ Pantalla touch



Análisis inteligente de radiación

Registro de exposición en cada disparo, alta, medi y baja.

Gracias a ello el nivel de radiación será el indicado en todo momento.



Nuevo algoritmo inteligente

El nuevo algoritmo multicapa, mejora los detalles de las imágenes con una excelente resolución. El chip FPGA acelera la adquisición de datos y admite la compatibilidad de imágenes en teléfonos móviles, tabletas y computadoras.

