

Inyector Digital para Cartucho

De Anestesia Roentgen RTG-AD

Roentgen®



CARACTERÍSTICAS

El **Inyector Digital para Cartucho de Anestesia Roentgen** es un innovador dispositivo que ofrece precisión y control en la aplicación de anestesia para procedimientos odontológicos. Este equipo de última generación está diseñado para proporcionar una experiencia sin dolor y cómoda para tus pacientes, mientras aumenta la eficiencia y efectividad de tu trabajo.

El **Inyector Digital para Cartucho de Anestesia Roentgen** minimiza el dolor en el paciente debido a varias características y funciones de diseño:

Control preciso de la dosificación y velocidad de inyección: La pantalla LED permite ajustar la dosificación y el tiempo de inyección con precisión, lo que garantiza una administración de anestesia adecuada y evita la inyección excesiva o insuficiente. Al controlar la velocidad de inyección, se reduce la sensación de dolor en el tejido alrededor de la zona de aplicación.

Múltiples modos de inyección: El inyector digital Roentgen ofrece diferentes modos de inyección, como rápida, lenta o gradual. Esto permite a los profesionales adaptar la velocidad de inyección a las necesidades específicas de cada paciente y situación, lo que puede resultar en una experiencia menos dolorosa.

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800

Inyector Digital para Cartucho


Roentgen®

De Anestesia Roentgen RTG-AD

Diseño ergonómico: El diseño del inyector digital Roentgen permite un fácil manejo y una aplicación precisa de la anestesia. Esto puede resultar en una mejor experiencia para el paciente, ya que el profesional puede aplicar la anestesia de manera más controlada y con menos posibilidad de causar dolor adicional debido a un mal manejo del instrumento.

Estabilidad en la aplicación: Al ser un dispositivo electrónico, el inyector digital Roentgen mantiene una presión y velocidad de inyección constantes durante todo el proceso, lo cual es difícil de lograr con una jeringa manual. Esta estabilidad en la aplicación contribuye a una menor sensación de dolor en el paciente.

Instalación de cartucho de anestesia



Interfaz roscada
Instalación y remoción rápida



Batería: 3.7V
Alimentación: DC 5.0V



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✓ **Nombre del producto:** Inyector Digital para Cartucho de Anestesia Roentgen
- ✓ **Pantalla:** LED
- ✓ **Modos de inyección:** Rápida, lenta y gradual
- ✓ **Batería:** Recargable, permite hasta 200 inyecciones por carga
- ✓ **Compatibilidad de cartuchos:** Universales
- ✓ **Peso:** -
- ✓ **Dimensiones:** -

