

# Radiovisiógrafo

Roentgen

Roentgen®



## CARACTERÍSTICAS

El **Radiovisiógrafo Roentgen** disponible en tamaño 1 y 2, se utiliza en conjunto con equipos de rayos x dentales en unidades médicas para el diagnóstico de enfermedades estructurales de dientes, mandíbulas y boca.

### DISEÑO ERGONOMICO

Esquinas redondeadas, bordes lisos, cable flexible.

### DISEÑO ULTRADELGADO

Sensor de 4,4 mm, permite la máxima comodidad del paciente.

### DOSIS BAJA (LD) Y ALTA RESOLUCIÓN (HR)

Opciones de depósito directo de dosis baja (LD) y alta resolución (HR) de CSL.

### SOFTWARE SIMPLE Y FÁCIL DE INSTALAR

Mejore una experiencia de operación perfecta en la adquisición, visualización, análisis y uso de imágenes.

### CONEXIÓN DE CABLE ROBUSTA Y DURADERA

80000 + veces doblado probado.

### ECONÓMICO

Sin consumibles y más rentable que la película tradicional.

### Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV  
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,  
CP 07580 CDMX México  
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



### US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC  
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166  
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



[www.tudepositodental.com](http://www.tudepositodental.com)



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



[ventas@tudepositodental.com](mailto:ventas@tudepositodental.com)



55 3269 8800

# Radiovisiógrafo

Roentgen

Roentgen®

Alta tecnología profesional



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	RTG-R1	RTG-R2
Tecnología de detección	APS CMOS	APS CMOS
Centelleador	Csl	Csl
Resolución teórica	25lp/mm	25lp/mm
Resolución verdadera	20lp/mm	20lp/mm
Matriz de píxeles	1000 * 1500	1300 * 1800
Área activa (mm)	20 * 30	26 * 36
Tamaño mecánico (mm)	25.4 * 36.8 * 4.4	30.4 * 41.9 * 4.4
Interfaz de datos	USB 2.0	USB 2.0
Conversión AD (bit)	16	16
Protección	IP68	IP68