

Radiovisiógrafo

Runyes DS530

Runyes[®]
FOCUS ON DENTAL



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Adopte PU resistente al desgarro como funda
- ✓ Fácil de limpiar y fuerte resistencia a la flexión
- ✓ Alambre de cobre conductor extrafino
- ✓ Millones de pruebas de flexión

Compatibilidad

- ✓ Aplicable a casi todas las máquinas de rayos X del mercado

Disponible para desinfección por inmersión con desinfectante líquido

- ✓ El sensor está bien cosido
- ✓ Verificación repetida por los ingenieros
- ✓ Alcanza el nivel de impermeabilidad IPX7
- ✓ Se puede desinfectar por inmersión
- ✓ Evite la infección cruzada secundaria

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✓ **Modelo:** DS530V
- ✓ **Tipo de chip:** APS CMOS
- ✓ **Tamaño de píxel:** 18.5um
- ✓ **Dimensiones:** 39 x 28.5 x 6mm
- ✓ **Área activa:** 30 x 22.5mm
- ✓ **Matriz de píxeles activa:** 1600 x 1200mm
- ✓ **Pixel de imagen:** 1604 x 1204mm

- ✓ **Voltaje (a través de conexión USB):** 5.0V +- 0.5V
- ✓ **Corriente eléctrica (a través de conexión USB):** ≥500mA
- ✓ **Poder:** ≥1W
- ✓ **Digitalización:** 12/14/16 bit
- ✓ **Tiempo de toma de imágenes:** 3-4s
- ✓ **Resolución:** 27lp/mm
- ✓ **Salida de señal:** USB

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800