

Monitor Con Cámara Intraoral


Roentgen RTG-WIFI

Roentgen®

La combinación perfecta entre cámara intraoral y monitor de 17" con soporte universal para cualquier marca de unidad dental.

Monitor

- ✓ Monitor LCD Slim (1cm) y 17" con pantalla de vidrio lisa para una fácil y mejor limpieza y con una resolución de 1280 X 1024.
- ✓ Función para comparar 1, 4 fotografías de forma simultánea y una capacidad de almacenamiento de 32G en formato JPG.
- ✓ Cuenta con una antena WiFi que permitirá enlazarse de forma simultánea a una PC o Laptop, guardando en tiempo real las fotos que se capturen desde la cámara intraoral en el archivo del paciente.
- ✓ En el monitor se puede reproducir música, videos, fotos, películas, etc. a través de sus puertos USB y HDMI



Cámara Intraoral

- ✓ Lente de 1/4 Sony CCD
- ✓ 5 mega pixeles
- ✓ 6 focos led blancos
- ✓ Alámbrica con soporte
- ✓ Botones para capturar, guardar, borrar y mover imágenes seleccionadas.



Soporte

- ✓ Soporte universal de acero con tres puntos de articulación.



Incluye control remoto y mouse

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com




55 3269 8800

Monitor Con Cámara Intraoral

Roentgen RTG-WIFI

Roentgen®



1. Conector de cámara intraoral
2. Cable de corriente de 12v
3. VGA
4. HDMI
5. AV
6. Entrada de audio
7. Salida de audio
8. Puerto USB
9. Antena o CCTV
10. USB Mouse