

# Unidad Dental

## Roentgen RTG-399

# Roentgen®

Dental Units



### COLORES DISPONIBLES:

-  P01 Light Blue
-  P02 Apple Green
-  P03 Light Green
-  P04 Diamond Blue
-  P11 Ivory
-  P12 Black
-  P15 Silver

## DESCRIPCIÓN

La **Unidad Dental Roentgen RTG-399** ha sido diseñada para ofrecer un nivel excepcional de comodidad a los pacientes, asegurando que se sientan relajados durante su visita al dentista. Cuenta con dos posiciones de anti-colisión, una función de parada de emergencia y un sistema de interbloqueo de la silla, brindando un entorno dental seguro y protegido para los pacientes.

Gracias a su base de metal de 14mm y un marco de silla cuidadosamente diseñado de más de 100 kg, la **Unidad Dental Roentgen RTG-399** ofrece una estabilidad excepcional para garantizar un tratamiento dental sin preocupaciones.

Los pacientes disfrutan de un tapizado suave con diseño de desmontaje rápido, así como un reposacabezas de fácil articulación que se adapta a sus necesidades individuales.

### Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV  
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,  
CP 07580 CDMX México  
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



### US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC  
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166  
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



[www.tudepositodental.com](http://www.tudepositodental.com)



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



[ventas@tudepositodental.com](mailto:ventas@tudepositodental.com)



55 3269 8800

# Unidad Dental

## Roentgen RTG-399

**Roentgen**<sup>®</sup>

Dental Units



### ESTRUCTURA DE MARCO DEL SILLÓN MÁS GRUESO:

Placa inferior de acero de 14mm. Diseño estructural de acero más grueso con un peso de solo 100 kg, ofreciendo excelente estabilidad.



### FLUJO DE TRABAJO ÓPTIMO

Diseño moderno y elegante con touchpad, mango avanzado con sensor eléctrico, soportes ajustables, programación del sillón, pantalla digital de presión, temporizador y USB para carga.



### POSICIÓN DE COMPENSACIÓN

Ángulo del sillón ajustable hasta 12° para eliminar incomodidades en ajustes de pacientes. Sistema de interbloqueo para mayor seguridad.



### FUNCIÓN ANTI-COLISIÓN:

El respaldo y la cobertura paralela inferior se detienen de inmediato cuando encuentran obstáculos, garantizando seguridad.



### LÁMPARA DENTAL LED

Diseño reflectante e interruptor para luz blanca/amarilla. 3 ejes ajustables y mango esterilizable. Control de sensor y 4 intensidades ajustables.



### SILLA CÓMODA PARA EL ODONTÓLOGO

Con ruedas silenciosas de alta calidad. Cojín y altura del respaldo ajustables. Diseño ergonómico del cojín y respaldo. Brinda mejor soporte a los dentistas.



### CAJA LATERAL MÓVIL, OFRECE MÁS ESPACIO

Caja lateral giratoria 90°, móvil y espaciosa, con panel de control táctil de 7 funciones y tubo de aire y agua de EE. UU.



### ESCUPIDERA DE VIDRIO MOVIBLE

Escupidera giratoria y desmontable para comodidad del paciente, fácil limpieza y desinfección.