

Unidad Dental

Roentgen RTG-398

Roentgen®

Dental Units



COLORES DISPONIBLES:

-  M03 Blue
-  M04 Brown
-  M08 Yellow
-  M10 Dark Red
-  M11 Dark Grey
-  M12 Light Grey

**ELEGANTE Y PROFESIONAL,
EXQUISITO Y EXTRAVAGANTE.**

DESCRIPCIÓN

Descubra la excelencia en odontología con nuestras **Unidad Dental Roentgen RTG-398 Luxury**, donde el lujo y la eficacia se unen. Nuestro modelo de lujo ofrece una comodidad insuperable con asientos de cuero microfibrá y una bandeja de instrumentos con calentador de agua, mientras que la operación es suave y silenciosa gracias a la tecnología avanzada de sensores y motores. Para el profesional moderno, el diseño intuitivo y las funciones de seguridad, como la parada de emergencia y la doble filtración, aseguran tratamientos precisos y protegidos.

El modelo estándar no se queda atrás, brindando durabilidad y comodidad con cojines ergonómicos y controles de fácil manejo que simplifican la práctica diaria. Ambas versiones están diseñadas pensando en la experiencia del paciente y la eficiencia del dentista, garantizando una práctica dental de vanguardia. Escoja la innovación y el confort; escoja nuestras unidades dentales para su clínica.

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



 www.tudepositodental.com

 [deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)

 ventas@tudepositodental.com

 55 3269 8800

Unidad Dental

Roentgen RTG-398

Roentgen[®]
Dental Units

DURADERO

Excelente artesanía y durabilidad



Diseño de distribución optimizado

Diseño y distribución interior razonables. La tubería está organizada de manera ordenada. Para un mantenimiento sencillo.



Material de alta calidad

Tubo de agua y aire importados, anticorrosivos y duraderos; con motor Timotion de Taiwán, silencioso y estable.




Doble filtración

Doble filtración para el sistema de purificación de agua.



Visualización clara del voltaje

Equipado con un filtro de onda para mantener el voltaje estable y proteger eficazmente el sistema de circuitos.



Anti-retracción

Válvula anti-retracción para prevenir la infección cruzada.



Función anti-colisión

Función de parada de emergencia por seguridad, mucho más seguro durante la operación, evitando malas operaciones.



Pedal multifuncional

Controla el levantamiento de la silla dental y el estado de funcionamiento del micromotor, etc. Apariencia destacada, sensible y duradero.



Filtro removible

Filtro removible para una limpieza fácil.