

Lámpara de Fotocurado Led

Inalámbrica Woodpecker I Led



Garantía de 1 año

CARACTERÍSTICAS

La **Lámpara de Fotocurado Inalámbrica Woodpecker I LED** se utiliza para restaurar los dientes. Solidifica 2mm de resina en 1 segundo, lo que lo hace especialmente adecuado para brackets de ortodoncia, carillas de porcelana y adhesivos post-core.

Series de tiempo de trabajo: 6 series de trabajo de tiempo están disponibles:

- ✓ 1s, 3s (turbo)
- ✓ 5s, 10s, 15s y 20s (normal)

- ✓ Pantalla Digital
- ✓ Silenciosa y sin vibraciones
- ✓ Fibra óptica Autoclavable 135°C
- ✓ Ideal para compactar y reforzar materiales de resina para la restauración dental
- ✓ Batería de Litio recargable: v/2000mAh
- ✓ Color: Blanca / Lila
- ✓ Garantía: 12 meses por defectos de fabricación.

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800

Lámpara de Fotocurado Led

Inalámbrica Woodpecker I Led



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✔ Material del cuerpo: Plástico
- ✔ Voltaje de entrada: 100V - 240V-50Hz/60Hz
- ✔ Intensidad de Luz: $5W \geq 2500mW / cm^2$
- ✔ Longitud de Onda: 420-480nm
- ✔ Efecto Solidificación: 1s/ 2mm de resina
- ✔ Dimensiones: 25mm x 25mm x 240mm
- ✔ Modo de trabajo: Turbo (P1): La intensidad de luz trabaja a su máxima potencia ($2300mW / cm^2 - 2500mW / cm^2$)
Normal (P2): La intensidad de luz trabaja a una menor potencia ($1000mW / cm^2 - 1200mW / cm^2$)

