

Lámpara Fotocurado Led

Inalámbrica Woodpecker Led B



Garantía de 1 año

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Wireless.
- ✓ Ajuste del tiempo: 5s, 10s, 15s, 20s.
- ✓ Batería de gran capacidad.
- ✓ Una carga completa puede ser utilizado por más de 500 veces continuamente menores de 10 años de trabajo el modo de tiempo.
- ✓ Bajo consumo de energía de reserva con setenta días tiempo de espera.
- ✓ Intensidad de luz constante.
- ✓ El efecto de solidificación no se ve afectada por el consumo de energía restante.
- ✓ Entrada de energía: 100V - 240V 50Hz / 60Hz.
- ✓ Potencia de luz: 1000 mW / cm² - 1200 mW / cm².
- ✓ Peso neto: 145g.
- ✓ Dimensiones: 260mm x 31mm x 34mm.



Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800