

Láser Dental

Hulaser K2 mobile


SINCE 2002
HULASER
LASER SCIENCE FOR HUMANS

30
APLICACIONES


100%
INALÁMBRICO

K2mobile
Handpiece laser

- ✓ LIGERO Y ERGONÓMICO
- ✓ PANTALLA OLED
- ✓ CONSUMIBLES MÍNIMOS
- ✓ BATERÍA DE LARGA DURACIÓN
- ✓ MENÚ DE FÁCIL NAVEGACIÓN



TAPA FRONTAL
AUTOCLAVE



LIGERO Y
ERGONÓMICO



Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800

Láser Dental

Hulaser K2 mobile

SINCE 2002
HULASER
LASER SCIENCE FOR HUMANS

K2mobile
Handpiece laser



30
APLICACIONES

100%
INALÁMBRICO




USOS PARA ENDODONCIA

Diametro de la punta 300um E tip



PARA USOS GENERALES

Diametro de la punta 400um G tip



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✓ Medio láser: Diodo láser
- ✓ Longitud de onda: 980nm 3 10nm
- ✓ Haz guía auxiliar: 635nm (rojo)
- ✓ Potencia de salida: 3.5W CW / 6W Pulso

- ✓ Modo emisión láser: CW, Coolpulse1, Coolpulse2
- ✓ Peso: 108 gr con batería instalada
- ✓ Batería: Recargable lithium-ion 3.7VDC, 1700mAh
- ✓ Dimensiones: 195mm (largo) x 23mm (diámetro)