

Localizador de Apice


Densply Maillefer Propex Pixi



Garantía de 1 año

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Localizador apical con tecnología multi-frecuencia.
- ✓ Funciona en conductos secos o húmedos.
- ✓ Sin necesidad de calibración o ajustes.
- ✓ Esta diseñado para ser colocado en el pecho del paciente mientras se trabaja.
- ✓ Sin riesgo de enredarse con los cables.
- ✓ Un mejor control visual de la progresión de la lima, colocando el equipo en la línea de visión.
- ✓ Clip antideslizante que evita el desplazamiento que evita el desplazamiento de la unidad.
- ✓ Control progresivo del sonido con 4 niveles de volumen.
- ✓ Control dual de la progresión de la lima.



La lima ingresa en el canal
1 doble señal

La lima está en la zona pre-apical
<<2.0>> a <<1.5>>
Señal intermitente

Zona Apical <<1.0>> a <<0.0>>
ÁPICE: <<0.0>>
Señal continua

OVER
La lima pasó el foramen apical
Señal intermitente rápida

Atención:
La escala <<2.0>> a <<0.0>> no representa la distancia en mm - indica la progresión de la lima hacia el ápice

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800