

Localizador De Apice

Roentgen RTG-R7

Roentgen®



Garantía de 1 año

CARACTERÍSTICAS

- ✓ La avanzada tecnología de red multifrecuencia de ubicación de vértice y calibración automática garantiza que las mediciones sean precisas.
- ✓ Pantalla grande a color, botón táctil, diferentes colores indican claramente la trayectoria del archivo.
- ✓ Batería recargable de alta capacidad con 3.7V / 2000mAh.
- ✓ El clip de archivo, el gancho de labios y la sonda táctil se pueden esterilizar con un esterilizador esterilizado en autoclave.
- ✓ El ángulo visual se puede ajustar flexible.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Batería: 3.7V / 2000mAh.
- ✓ Adaptador: ~ 100V-240V 50Hz / 60Hz
- ✓ Consumo de energía: ≤0.5W
- ✓ Pantalla: 4.5 'LCD
- ✓ Alerta de zumbador: el zumbador alertará cuando el archivo esté a menos de 2 mm cerrado al vértice.
- ✓ Temperatura ambiente: 0 - 40.
- ✓ Humedad relativa: 10 - 85% de HR.
- ✓ Presión de la atmósfera: 60hPa - 106 kPa.
- ✓ Dimensiones: 131mm (longitud) x 75mm (ancho) x 105mm (altura).

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800

Localizador De Apice

Roentgen RTG-R7

Roentgen®

VENTAJAS

1. Precisión: Chip de alta calidad, medición digital y tecnología de medición multifrecuencia.
2. Los resultados de medición anti interferentes no se ven afectados por los diferentes tipos de dientes o el entorno del conducto radicular.
3. Pantalla grande de color, el ángulo visual se puede ajustar flexible.
4. Batería de litio recargable con alta capacidad, el tiempo de espera puede durar hasta 6 meses, lo que es mucho más prolongado que la batería NI-MH que utilizan otras compañías.
5. Panel integral con botones inductivos táctiles, fácil de limpiar y evitar la infección cruzada.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1 Dispositivo principal. | 1 Sonda táctil. |
| 2 Ganchos de labios. | 1 Adaptador. |
| 2 Archivos de medición. | 1 Batería. |
| 1 Cable de medición. | 1 Manual en Inglés. |
| 2 Clip de archivo. | |

