

Lentes con Lupa y Luz Led 3.5 X

Roentgen



Roentgen



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Peso 75gr.
- ✓ Ajuste Pupilar en un solo paso.
- ✓ Aumento de 3.5 X.
- ✓ Distancia de trabajo 420mm.
- ✓ Visualización Angular Ajustable.



INCLUYE

- ✓ 1 Lentes con dos lupas y paño.
- ✓ 1 Luz Led (Potencia:1 Watt / Intensitas: 15,000 a 30,000 lux).
- ✓ 1 Destornillador.
- ✓ 1 Batería recargable litio (5 horas de trabajo continuo).
- ✓ 1 Fuente de luz con cargador (110-220 V / 50-60 Hz).



Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800