

Micromotor Eléctrico de Alta Velocidad Roentgen RTG-MAV

Roentgen®



Garantía de 1 año

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	RTG-MAV
Velocidad Máxima	2.000 - 40.000 min-1
Tipo de conexión	Borden 2 vías
Torque	3,4 Ncm
Alimentación	CA 28V 50/60 Hz
Dimensiones	L 127 x An 149 x Al 54 mm
Peso	517 g
Óptica	Con la varilla de vidrio

Luz	LED (luz blanca)
Spray de agua	Interior de agua
Spray de agua tipo	0,08 - 0.20 MPa (0,8-2 0kgf/cm)

Incluye:

- ✓ Unidad de control
- ✓ Motor tipo E con cable.
- ✓ Alimentador de corriente.
- ✓ Contrángulo de alta vel 1:5 óptico.

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



 www.tudepositodental.com

 [deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)


 ventas@tudepositodental.com

 55 3269 8800

Micromotor Eléctrico de Alta

Velocidad Roentgen RTG-MAV

Roentgen®



Micromotor Eléctrico de Alta Velocidad Roentgen RTG-MAV

Roentgen®

CONEXIONES



Conexión de potencia del motor



Conecte la tubería de la pieza de mano



Interfaz de alimentación del controlador



Conectar a la entrada de agua de Unidad Dental