

Micromotor Roentgen de Baja Velocidad

Con Pieza de Mano Recta

Roentgen®



Garantía de 1 año

CARACTERÍSTICAS

- ✓ No hay calor después de largas horas de funcionamiento por el diseño eléctrico eficaz.
- ✓ Pedal para el control de velocidad variable.
- ✓ Sistema de velocidad de fase no (Está bien diseñado para la salida de cero a 45.000rpm por no utilizar sistema de velocidad de fase).
- ✓ Capacidad de giro izquierda y derecha.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✓ Máxima velocidad: 35, 000 Rpm
- ✓ Ciclo: 50 / 60Hz
- ✓ Peso: 2.5kg

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**

