

Micromotor Roentgen de Baja Velocidad

Con Pieza de Mano Tipo E

Roentgen®



Garantía de 1 año

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Caja de control de tamaño compacto.
- ✓ Sistema de velocidad no de etapa (está bien diseñado para generar de cero a 35.000rpm mediante el uso del sistema de velocidad de rotación).
- ✓ Capacidad de giro a la derecha y a la izquierda.
- ✓ Sistema de interruptor de pedal DE ENCENDIDO/APAGADO.
- ✓ Nuevo sistema de control de velocidad.
- ✓ Hecho de material altamente abrasivo, más ligero y práctico, más hermoso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✓ Potencia: 65W
- ✓ Velocidad de rotación: 35000rpm
- ✓ Torque máx.: 2,9Ncm
- ✓ Voltaje de salida: DC-30V
- ✓ Peso: 1,9kg + 200g 6
- ✓ Voltaje de entrada: 220V/50Hz o 110V/60Hz

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800